

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fmo1 Per Wb, If-P, Elisa - Q01740

Numero articolo: CM0024494

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la monoossigenasi 1 contenente flavina (FMO1) umana. Validato per WB, IF-P, ELISA con reattività crociata umana e di ratto. Ideale per studi sul metabolismo degli xenobiotici e sulla sintesi della taurina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio FMO1
Note/Alias	FMO1; monoossigenasi 1 contenente flavina
Specie	Umana
GeneID (umano)	2326
GeneID	2326
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 371-470 della FMO1 umana (NP_002012.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Ratto
SWISS	Q01740
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio