

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fmo3 Per Wb, If-P, Elisa - P31513

Numero articolo: CM0003470

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro FMO3 umano, validato per WB, IF-P e ELISA. Adatto per studiare il metabolismo epatico dei farmaci e la produzione di trimetilammina N-ossido in campioni di uomo, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FMO3 Rabbit mAb
Note/Alias	TMAU; FMOII; dJ127D3.1; FMO3
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	2328
GenelD	2328
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 300-400 di FMO3 umano (P31513).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P31513
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio