


Anticorpo Monoclonale Anti-Fmrp Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q06787

Numero articolo: CM0004303



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità specifico per FMRP umano, validato per western blot, IHC-P e ELISA. Reagisce con campioni di uomo, topo e ratto. Adatto per ricerche sulla sindrome dell'X fragile e sulla plasticità sinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FMRP Rabbit mAb
Note / Alias	POF, FMRP, POF1, FRAXA
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2332
GeneID	2332
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della proteina FMRP umana (Q06787).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q06787
Peso proteico	71kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio