


Anticorpo Policlonale Anti-Fmrp Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q06787

Numero articolo: CM0027197



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che lega FMRP (Fragile X messenger ribonucleoprotein 1). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo, ratto. Ideale per studi sullo sviluppo neuronale e la plasticità sinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FMRP Rabbit pAb
Note/Alias	POF; FMRP; POF1; FRAXA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2332
GeneID	2332
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 500-600 della FMRP umana (NP_002015.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q06787
Peso proteico	71 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio