

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fn1 Per Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P02751

Numero articolo: CM0012185



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta affinità diretto contro la fibronectina umana (FN1). Validato per WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. La fibronectina è una glicoproteina chiave della matrice extracellulare che regola l'adesione cellulare, la migrazione e la guarigione delle ferite. Ideale per la ricerca diagnostica e biomedica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio FN1
Note/Alias	FN; CIG; FNZ; MSF; ED-B; FINC; GFND; LETS; GFND2; SMDCF
Specie	Umana
GenelD (Umano)	2335
GenelD	2335
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2205-2477 della FN1 umana (NP_997647.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P02751
Peso Proteico	72 kDa/74 kDa/221-272 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio