

Anticorpo Policlonale Anti-Fndc4 Per Wb, Elisa - Q9H6D8

Numero articolo: CM0018325

introduzione

Questo anticorpo policlonale FNDC4 di coniglio rileva FNDC4 umano, murino e ratto ed è convalidato per WB ed ELISA. Utile per lo studio dell'infiammazione, della sensibilità all'insulina e della biologia del tessuto adiposo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FNDC4 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	FRCP1; FNDC4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	64838
GeneID	64838
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 45-167 di FNDC4 umano (NP_073734.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9H6D8
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio