

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fndc4 Per Ihc-P/Elisa - Q9H6D8

Numero articolo: CM0024588

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina FNDC4 umana (proteina contenente dominio di tipo III della fibronectina 4), validato per IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per la ricerca su infiammazione, tolleranza al glucosio e biologia del tessuto adiposo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome prodotto	FNDC4 Rabbit pAb
Note/Altri nomi	FRCP1; FNDC4
Specie	Uomo
ID gene	64838
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 45-167 della proteina FNDC4 umana (NP_073734.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9H6D8
Peso proteico	25 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio