

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fndc5 Per Wb, Elisa - Q8Nau1

Numero articolo: CM0023092



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Anti-FNDC5 validato per WB, ELISA. Reagisce con umano, ratto. Mira alla proteina 5 contenente il dominio di tipo III della fibronectina (irisina), un ormone chiave indotto dall'esercizio fisico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FNDC5 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	FRCP2; irisina (irisin); FNDC5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	252995
GeneID	252995
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 113-212 di FNDC5 umano (NP_715637.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q8NAU1
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio