

Anticorpo Policlonale Anti-Fnta Per Wb, Elisa - P49354

Numero articolo: CM0024724



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FNTA umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Bersaglio coinvolto nella prenilazione proteica, rilevante per la ricerca sul cancro e neuromuscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FNTA Rabbit pAb
Note/Alias	FPTA, PTAR2, PGGT1A, FNTA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2339
GeneID	2339
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 280-379 di FNTA umano (NP_002018.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49354
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio