

## Anticorpo Monoclonale Anti-Fntb Per Wb, Ihc-P, Elisa - P49356

Numero articolo: CM0010849



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio FNTB (clone non specificato) validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva FNTB umano e di ratto (~49 kDa). Adatto per la ricerca sulla farnesiltransferasi CAAX e sulla prenilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | FNTB Rabbit mAb                                                                                                                    |
| Note/Alias            | FPTB; FNTB                                                                                                                         |
| Specie                | Umano                                                                                                                              |
| GeneID                | 2342                                                                                                                               |
| Immunogeno            | Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del FNTB umano (P49356). |
| Fonte                 | Coniglio                                                                                                                           |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                              |
| Applicazione          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                   |
| Reattività Incrociata | Umano, Ratto                                                                                                                       |
| SWISS                 | P49356                                                                                                                             |
| Peso Proteico         | 49kDa                                                                                                                              |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                                 |