

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fntb Per Wb, Elisa - P49356

Numero articolo: CM0020667



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FNTB umano, validato per WB ed ELISA. Riconosce FNTB umano, murino e di ratto, una farnesiltransferasi fondamentale per la prenilazione delle proteine e la trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del prodotto	FNTB pAb di coniglio
Note/Alias	FPTB; FNTB
Specie	Uomo
ID del gene	2342
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-120 di FNTB umano (NP_002019.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P49356
Peso della proteina	49 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante