


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Folate Binding Protein (Fbp) / Folr1 Per Wb - P15328

Numero articolo: CM0002063



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro la Folate Binding Protein (FBP) / FOLR1 umana. Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con incroci con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo dei folati e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Folate Binding Protein(FBP) / FOLR1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	FBP; FOLR; NCFTD; FRalpha; Folate Binding Protein(FBP) / FOLR1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	2348
GenelD	2348
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della Folate Binding Protein(FBP) / FOLR1 umana (NP_000793.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P15328
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio