


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Contro La Proteina Legante Il Folato (Folr1) Per Wb - P15328

Numero articolo: CM0023521



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FOLR1 (recettore alfa del folato) umano per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validato per uomo, topo, ratto. Ideale per studi sul cancro e sul metabolismo del folato.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Proteina legante il folato(FBP) / FOLR1 Rabbit pAb
Note / Alias	FBP; FOLR; NCFTD; FRalpha; Proteina legante il folato(FBP) / FOLR1
Specie	Umano
ID genico (umano)	2348
ID genico	2348
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P15328
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio