

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Folr1 / Proteina Legante I Folati (Fralpha) Rabbit Polymab® Per Wb, Elisa - P15328

Numero articolo: CM0007489



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro FOLR1/recettore alfa dei folati umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul cancro e sui tessuti epiteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Proteina legante i folati (FBP) / FOLR1 Rabbit PolymAb®
Note/Alias	FBP; FOLR; NCFTD; FRalpha
Specie	Umano
GeneID (umano)	2348
GeneID	2348
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della proteina legante i folati (FBP) / FOLR1 umano (NP_000793.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P15328
Peso della proteina	30 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante