

Anticorpo Policlonale Anti-Fopnl Per Wb, Elisa - Q96Nb1

Numero articolo: CM0024205

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro FOPNL (Proteina centrosomiale 20) per applicazioni di Western blot e ELISA. Validato per campioni umani e murini, ideale per la ricerca su ciglia e centrosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FOPNL Rabbit pAb
Note/Alias	FOPNL; FOR20; C16orf63; PHSECRG2
Specie	Umano
GenelD (Umano)	123811
GenelD	123811
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-100 di FOPNL umano (NP_653201.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q96NB1
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio