


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fos B Per Wb, Ihc-P, Elisa - P53539

Numero articolo: CM0007703



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Fos B di alta qualità, validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Riconosce Fos B umano (fattore di trascrizione AP-1) con un peso molecolare di 36kDa. Ideale per studi sulla regolazione trascrizionale, la biologia delle cellule T e la neurobiologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Fos B
Note/Alias	AP-1; G0S3; GOS3; GOSB; Fos B
Specie	Umano
GeneID (umano)	2354
GeneID	2354
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di Fos B umano (NP_006723.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P53539
Peso della proteina	36kDa
Spedizione	Borsa refrigerante