


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fos Per Wb, Elisa - P01100

Numero articolo: CM0024104



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro c-Fos (subunità del fattore di trascrizione AP-1). Reagisce con uomo, topo e ratto. Adatto per WB e ELISA; ideale per ricerche sulla trasduzione del segnale, proliferazione e differenziazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FOS Rabbit pAb
Note / Alias	p55; AP-1; C-FOS; FOS
Specie	Uomo, Topo, Ratto
GeneID (Uomo)	2353
GeneID	2353
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della FOS umana (NP_005243.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P01100
Peso proteico	41 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio