


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosb Per Wb, Ihc-P, Elisa - P53539

Numero articolo: CM0016835



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro FOSB umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Ideale per lo studio delle funzioni del fattore di trascrizione AP-1 nella regolazione degli enhancer nucleosomiali e nella neurogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FOSB Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	AP-1; G0S3; GOS3; GOSB; FOSB
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2354
GeneID	2354
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di FOSB umano (NP_006723.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P53539
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio