

Anti-Fosl1 (Kd Validated) Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb, Elisa - P15407

Numero articolo: CM0024682

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato KD contro FOSL1 umano (FRA1) per applicazioni Western blot e ELISA. Proveniente dalla piattaforma di materie prime IVD one-stop di CamelBio, questo anticorpo rileva una banda di ~29 kDa. Swiss-Prot: P15407.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KD Validated] FOSL1 Rabbit pAb
Note/Alias	FRA; FRA1; fra-1; [KD Validated] FOSL1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8061
GeneID	8061
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di FOSL1 umano (NP_005429.1?).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P15407
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio