

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Foxa1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P55317

Numero articolo: CM0024426



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro FOXA1 umano (HNF3A/TCF3A), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studiare la funzione del fattore pioniere e la segnalazione del recettore ormonale nella ricerca sullo sviluppo e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FOXA1 Rabbit pAb
Note/Alias	HNF3A, TCF3A, FOXA1
Specie	Umano
GeneID (umano)	3169
GeneID	3169
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 263-472 di FOXA1 umano (NP_004487.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P55317
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio