

Anticorpo Policlonale Anti-Foxc1 Per Wb, Elisa - Q12948

Numero articolo: CM0025947

introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio FOXC1 validato per Western blot e ELISA, reattivo con umano, topo e ratto. Adatto per lo studio della funzione dei fattori di trascrizione nello sviluppo, nel cancro e nella ricerca oculare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FOXC1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ARA; IGDA; IHG1; ASGD3; FKHL7; IRID1; RIEG3; FREAC3; FREAC-3; FOXC1
Specie	Umano
GeneID (umano)	2296
GeneID	2296
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 404-553 di FOXC1 umano (NP_001444.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q12948
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio