

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Foxd1 Per Wb, Elisa - Q16676

Numero articolo: CM0024554

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce FOXD1 umano, validato per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studi sui fattori di trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	FOXD1 Rabbit pAb
Note/Alias	FKHL8; FREAC4; FREAC-4; FOXD1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2297
Gene ID	2297
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di FOXD1 umano (NP_004463.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16676
Peso Molecolare Proteico	46kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio