

Anticorpo Policlonale Anti-Foxi1 Per Wb, Elisa - Q12951

Numero articolo: CM0020245

introduzione

Anticorpo policlonale diretto contro FOXI1, un fattore di trascrizione forkhead essenziale per lo sviluppo dell'orecchio interno e dei reni. Validato per WB ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FOXI1 Rabbit pAb
Note/alias	HFH3, FKH10, HFH-3, FKHL10, FREAC6, FREAC-6, FOXI1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	2299
GeneID	2299
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1 e 100 di FOXI1 umano (NP_036320.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	Q12951
Peso della proteina	41 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante