

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Foxj1 Per Wb, Ip, Elisa - Q92949

Numero articolo: CM0020071

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro FOXJ1 umano, un fattore di trascrizione essenziale per la formazione delle ciglia mobili. Validato per applicazioni WB, IP ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle ciliopatie e sulla biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FOXJ1 Rabbit pAb
Note/alias	HFH4; HFH-4; CILD43; FKHL13; FOXJ1
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	2302
GeneID	2302
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-421 di FOXJ1 umano. (NP_001445.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	Q92949
Peso della proteina	45kDa
Spedizione	Confezione refrigerante