

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Foxk1 Per Wb, Elisa - P85037

Numero articolo: CM0014534



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro FOXK1 umano, convalidato per WB ed ELISA. FOXK1 è un fattore di trascrizione forkhead che regola il metabolismo del glucosio, la differenziazione muscolare e l'autofagia. Adatto per applicazioni di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FOXK1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	FOXK1L; FOXK1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	221937
Gene ID	221937
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 600-733 di FOXK1 umano (NP_001032242.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P85037
Peso proteico	75kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio