

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Foxk2 Per Wb Ed Elisa - Q01167

Numero articolo: CM0016682



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio (pAb) FOXK2 per WB ed ELISA. Rileva FOXK2 umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla regolazione trascrizionale, il metabolismo e l'autofagia. SWISS: Q01167.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio FOXK2
Note/Alias	ILF; ILF1; ILF-1; nGTBP; FOXK2
Specie	Umano
GenelD (Umano)	3607
GenelD	3607
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 360-430 di FOXK2 umano (NP_004505.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q01167
Peso Proteico	69kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio