

Anticorpo Monoclonale Anti-Foxl2 Per Wb, Elisa - P58012

Numero articolo: CM0008289



introduzione

Anticorpo monoclonale FOXL2 di coniglio per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con FOXL2 umano, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sulla differenziazione ovarica, regolazione trascrizionale e meccanismi di malattia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb FOXL2 Coniglio
Note/Alias	BPES; PFRK; POF3; BPES1; PINTO; FOXL2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	668
GeneID	668
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di FOXL2 umano (P58012)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P58012
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio