

Anticorpo Policlonale Anti-Foxm1 Per Wb, If-P, Elisa - Q08050

Numero articolo: CM0019755



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro FOXM1, convalidato per WB, IF-P ed ELISA. Rileva FOXM1 umano, murino e ratto. Immunogeno ricombinante corrispondente agli aa 29-128 di FOXM1 umano. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare, sulla riparazione del DNA e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FOXM1 pAb coniglio
Note/Alias	MPP2; HFH11; HNF-3; INS-1; MPP-2; PIG29; FKHL16; FOXM1A; FOXM1B; FOXM1C; HFH-11; TRIDENT; MPHOSPH2; FOXM1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2305
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 29-128 di FOXM1 umano (NP_068772.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q08050
Peso proteico	84kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio