

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Foxn2 Per Wb, Elisa - P32314

Numero articolo: CM0006404

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la proteina FOXN2 umana (Forkhead box protein N2) per applicazioni WB e ELISA. Convalidato su knockout, riconosce FOXN2 umano. Adatto per studi di legame a HTLV-I LTR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Convalidato] FOXN2 Rabbit mAb
Note / Alias	HTLF; N2
Specie	Umana
GenelD (umano)	3344
GenelD	3344
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 204-431 di FOXN2 umano. (NP_002149.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P32314
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio