

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Foxn2 Per If/Icc, Elisa - P32314

Numero articolo: CM0029819

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FOXN2 validato per IF/ICC e ELISA. Reagisce con la proteina umana FOXN2, un fattore di trascrizione che lega l'LTR di HTLV-I. Ideale per studi sulla regolazione genica virale, il controllo della trascrizione e la biologia della famiglia FOX.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FOXN2 Rabbit pAb
Note/Alias	HTLF; FOXN2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	3344
GeneID	3344
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 172-431 di FOXN2 umano (NP_002149.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P32314
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio