

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Foxn2 Per Wb Ed Elisa - P32314

Numero articolo: CM0028312

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio FOXN2 validato per Western blotting ed ELISA. Reagisce con FOXN2 (HTLF) umano e murino, un fattore di trascrizione che lega il LTR dell'HTLV-I. Adatto per la ricerca sulla cromatina e sulla trascrizione virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FOXN2 Rabbit pAb
Note/Alias	HTLF; FOXN2
Specie	Umano
Gene ID	3344
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 172-431 di FOXN2 umano (NP_002149.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P32314
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio