

Anticorpo Policlonale Anti-Foxn3 Per Wb E Elisa - 000409

Numero articolo: CM0015177



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro FOXN3, un repressore trascrizionale coinvolto nei checkpoint del danno al DNA. Validato per WB e ELISA, con reattività crociata verso il topo. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sul danno al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FOXN3 Rabbit pAb
Note / Alias	CHES1; PRO1635; C14orf116; FOXN3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1112
GeneID	1112
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 269-468 di FOXN3 umano (NP_005188.2).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	O00409
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio