

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Foxo1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q12778

Numero articolo: CM0030287



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FOXO1 (FKHR), validato per Western blot, immunofluorescenza/immunocitoistochimica ed ELISA in campioni umani, di topo, ratto e scimmia. Ideale per la ricerca sul diabete, il metabolismo e l'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del Prodotto     | FOXO1 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Note/Alias            | FKH1, FKHR, FOXO1A, FOXO1                                                                                                      |
| Specie                | Umano                                                                                                                          |
| GeneID (Umano)        | 2308                                                                                                                           |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 340-580 di FOXO1 umano (NP_002006.2). |
| Origine               | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                          |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                              |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto, Scimmia                                                                                                    |
| SWISS                 | Q12778                                                                                                                         |
| Peso Proteico         | 70kDa                                                                                                                          |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                          |