

Anticorpo Policlonale Anti-Foxo1/Foxo3A/Foxo4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q12778 / O43524 / P98177

Numero articolo: CM0020869



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce FOXO1, FOXO3A e FOXO4; adatto per WB, IHC-P ed ELISA su campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per studi sul metabolismo, apoptosi e regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FOXO1/FOXO3A/FOXO4 Rabbit pAb
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2308/2309/4303
GeneID	2308/2309/4303
Immunogeno	Peptide sintetico; un peptide sintetico di FOXO1/FOXO3A/FOXO4 umano (NP_002006.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q12778/O43524/P98177
Spedizione	Borsa del ghiaccio