

Anticorpo Policlonale Anti-Foxo3A Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9Wvh4

Numero articolo: CM0025304

introduzione

L'anticorpo policlonale FOXO3A di coniglio rileva FOXO3A di topo e ratto. Adatto per applicazioni WB, IF/ICC, IF-P ed ELISA nella ricerca sull'apoptosi, autofagia e metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FOXO3A pAb Coniglio
Note/Alias	Fkhr2; FKHL1; Foxo3a; 1110048B16Rik; 2010203A17Rik
Specie	Topo
GeneID (Umano)	2309
GeneID	56484
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 371-470 del FOXO3A di topo (NP_062714.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9WVH4
Peso Proteico	71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio