

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Foxo3A Per Wb, Elisa - O43524

Numero articolo: CM0012000



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro FOXO3A, validato per WB e ELISA su campioni umani e di topo. Riconosce una proteina di 71 kDa; rileva livelli endogeni. Ideale per la ricerca su apoptosi, autofagia e stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FOXO3A Rabbit mAb
Note/Alias	FOXO2; AF6q21; FKHL1; FOXO3A; FKHL1P2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	2309
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 574-673 della FOXO3A umana (NP_001446.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	O43524
Peso proteico	71 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio