

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Foxo3A Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Wvh4

Numero articolo: CM0017291

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FOXO3A di topo, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano e ratto. Ideale per la ricerca su apoptosi, autofagia e trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	FOXO3A Rabbit pAb
Note/Alias	Fkhr2, FKHL1, Foxo3a, 1110048B16Rik, 2010203A17Rik, FOXO3A
Specie	Topo
GenelD (Umano)	2309
GenelD	56484
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 558-635 di FOXO3A di topo (NP_062714.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9WVH4
Peso Proteico	71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio