

Anticorpo Monoclonale Anti-Foxp1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H334

Numero articolo: CM0006847



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-FOXP1 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con FOXP1 umano, murino e di ratto. Adatto per lo studio della regolazione trascrizionale, dello sviluppo delle cellule B e della ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FOXP1 Rabbit mAb
Note/alias	MFH; QRF1; 12CC4; hFKH1B; HSPC215; FOXP1
Specie	Umano
GeneID	27086
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 550-677 di FOXP1 umano (NP_116071.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9H334
Peso della proteina	75 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante