

Anticorpo Policlonale Anti-Foxp2 Per Wb, Elisa - 015409

Numero articolo: CM0030570



introduzione

Anticorpo FOXP2 policlonale di coniglio validato per WB ed ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. Mira alla proteina forkhead box P2 coinvolta nello sviluppo del linguaggio e della parola. Adatto per studi sull'epitelio polmonare e sul tessuto neurale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FOXP2 Rabbit pAb
Note/Alias	SPCH1; CAGH44; TNRC10; FOXP2
Specie	Umana
GeneID (umano)	93986
GeneID	93986
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 590-715 di FOXP2 umano (NP_055306.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	O15409
Peso Proteico	80kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio