

Anticorpo Monoclonale Anti-Foxp3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bzs1

Numero articolo: CM0004389



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-FOXP3 di alta qualità, validato per applicazioni Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle cellule Treg e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio anti-FOXP3
Note/Alias	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
Specie	Umano
GeneID (Umano)	50943
GeneID	50943
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BZS1
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio