


Anticorpo Policlonale Anti-Foxp3 Per Wb, Elisa - Q99Jb6

Numero articolo: CM0028464



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega al FOXP3 murino, validato per Western blot e ELISA. FOXP3 è essenziale per lo sviluppo delle cellule T regolatorie e per l'omeostasi immunitaria, rendendo questo anticorpo adatto per studi di immunologia e autoimmunità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FOXP3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	sf; JM2; scurfin
Specie	Mouse
ID Gene (Umano)	50943
ID Gene	20371
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 del FOXP3 murino (NP_473380.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Mouse
SWISS	Q99JB6
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio