

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Foxp3 Per Wb E Elisa - Q9Bzs1

Numero articolo: CM0018197



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FOXP3 umano, validato per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con il ratto. Ideale per la ricerca sulla biologia delle cellule T regolatorie, l'omeostasi immunitaria e la malattia IPEX.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FOXP3 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER; FOXP3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	50943
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 70-180 di FOXP3 umano (NP_054728.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q9BZS1
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio