

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Foxq1 Per Ihc-P, Elisa - Q9C009

Numero articolo: CM0021224

introduzione

L'Anticorpo Policlonale di Coniglio FOXQ1 è progettato per applicazioni IHC-P ed ELISA. Mira al FOXQ1 umano, un fattore di trascrizione coinvolto nella differenziazione del follicolo pilifero. Ideale per la ricerca in dermatologia e biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio FOXQ1
Note/Alias	FOXQ1; HFH1; forkhead box Q1
Specie	Umano
GeneID	94234
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del FOXQ1 umano (NP_150285.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9C009
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio