

Anticorpo Policlonale Anti-Foxs1 Per Wb, Elisa - O43638

Numero articolo: CM0012861

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-FOXs1 per WB e ELISA. Validato su umano e ratto. FOXS1 è un repressore trascrizionale coinvolto nell'organizzazione della vascolatura testicolare. Ideale per uso nella ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FOXs1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	FKHL18; FREAC10; FOXS1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2307
GeneID	2307
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 121-330 di FOXS1 umana (NP_004109.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	O43638
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio