

Anticorpo Monoclonale Anti-Fpgs Per Wb, Elisa - Q05932

Numero articolo: CM0003315

introduzione

Validato per WB ed ELISA, questo anticorpo monoclonale di coniglio rileva FPGS umano e di ratto, l'enzima chiave nella poliglutamazione del folato e nel metabolismo del metotrexato. Ideale per la ricerca sul metabolismo a un carbonio, la farmacologia degli antifolati e l'enzimologia mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FPGS Rabbit mAb
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2356
GeneID	2356
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 450-587 di FPGS umano (Q05932)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q05932
Peso Proteico	65kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio