

Anticorpo Monoclonale Anti-Fps/Fdps Per Wb, Elisa - P14324

Numero articolo: CM0004634



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio bersagliante FPS/FDPS umano, adatto per WB e ELISA. Reagisce con essere umano, topo, ratto. Farnesil pirofosfato sintasi, enzima chiave nella biosintesi degli isoprenoidi, ~48kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FPS/FDPS Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	FPS; FPPS; POROK9; FPS/FDPS
Specie	Umana
GeneID (Umana)	2224
GeneID	2224
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 67-419 di FPS/FDPS umano. (NP_001995.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P14324
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio