


Anticorpo Policlonale Anti-Frataxina (Fxn) Per Wb - Q16595

Numero articolo: CM0018928



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FXN/Frataxina. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con proteine umane, murine e di ratto. Ideale per studi sulla biogenesi dei cluster ferro-zolfo e sull'ataxia di Friedreich.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FXN / Frataxina pAb di coniglio
Note/Alias	FA; X25; CyaY; FARR; FRDA; FXN / Frataxina
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	2395
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 42-210 della FXN / Frataxina umana (NP_000135.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q16595
Peso della proteina	23 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante