


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fratassina/Fxn Per Wb, If/Icc, Elisa - Q16595

Numero articolo: CM0004275



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Fratassina/FXN umana, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della biogenesi dei cluster ferro-zolfo mitocondriali e dell'atassia di Friedreich.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Fratassina/FXN
Note/Alias	FA; X25; CyaY; FARR; FRDA
Specie	Umana
GeneID (Umano)	2395
GeneID	2395
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 42-210 della Fratassina/FXN umana (NP_000135.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q16595
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio