


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Frataxin/Fxn [Convalidato Kd] Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q16595

Numero articolo: CM0005054



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Frataxina umana (FXN), convalidato KD. Adatto per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Bersaglia la proteina mitocondriale coinvolta nell'assemblaggio dei cluster ferro-zolfo e nell'omeostasi del ferro. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KD] Frataxin/FXN Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	FA; X25; CyaY; FARR; FRDA
Specie	Umana
Gene ID	2395 (Umana)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 42-210 di FXN/Frataxina umana (NP_000135.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q16595
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio