

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Frem2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q5Szk8

Numero articolo: CM0019799

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro FREM2 umano. Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce crociatamente con proteine umane e murine. Ideale per lo studio dell'integrità epiteliale e dell'adesione cellulare. SWISS: Q5SZK8.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FREM2 Rabbit pAb
Note/Alias	CRYPTOP; FRASRS2; FREM2
Specie	Umano
ID del gene (umano)	341640
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 47-300 di FREM2 umano (NP_997244.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q5SZK8
Peso della proteina	351 kDa
Spedizione	Borsa con ghiaccio